

Вакуумное фильтрование

Представляем Вашему вниманию широкий ассортимент приборов вакуумного фильтрования.

Стерикап – для вакуумного фильтрования и хранения фильтрата



Вакуумная фильтрующая система Стерикап является сочетанием фильтрующего элемента Стеритоп и приемной колбы для фильтрования и хранения от 150 до 1000 мл жидкости. Новый дизайн приемной колбы и ее компактная форма существенно повышают удобство в работе и легкость манипуляции с ней. Новая форма колбы идеально подходит для использования в ламинарных шкафах. Дополнительным удобством является форма дна приемной колбы, которая позволяет удобно и компактно хранить их в закрытом виде. Системы стерикап изготавливаются также с мембранами Дюрапор или из эфиров целлюлозы.

Стеритоп – вакуумное фильтрование 150-1000 мл жидкости непосредственно во флакон



Вакуумные фильтрующие элементы Стеритоп имеют новый, более совершенный дизайн для наиболее быстрого и безопасного фильтрования.

Эти элементы имеют увеличенную площадь фильтра и при использовании мембран экспресс значительно ускоряют процесс фильтрования. Небольшие выступы фиксируют дополнительный префильтр в процессе фильтрования.

Для дополнительной защиты против загрязнения резьба для закручивания на бутылку укорочена на случай ее касания поверхности стола. Производятся с воронками емкостью 150, 250, 500 и 1000 мл для бутылей с горлом 33 и 45мм.

Стерифлип – вакуумное фильтрование для 50 мл центрифужных пробирок



Вакуумные фильтрующие элементы Стерифлип используют с 50 мл центрифужными пробирками. Для фильтрования присоедините устройство к пробирке с образцом, переверните и подключите вакуум. По окончании фильтрат собирается в подсоединенную 50мл центрифужную пробирку.

Стерикэп – фильтрование в вакууме или под давлением до 2л непосредственно в бутыль



Стерикэп применяют для фильтрования в вакууме или под давлением жидкостей объемом до 2 л непосредственно в приемную емкость. Эти устройства легко подключаются, удобны в работе и не занимают много места.

Стерикэп Плюс – вакуумное фильтрование от 2 до 10 л непосредственно в бутыль



Мембрана Express PLUS дает возможность быстро фильтровать большие объемы жидкостей без сорбции белков. Стерикэп Плюс может быть использован для заполнения любых бутылей или других сосудов с внутренним диаметром от 20 до 67 мм.

Стеривак – вакуумное фильтрование 10-20 л жидкости непосредственно в бутылку.



Уникальная конструкция Стеривак позволяет легко и быстро переносить его с одной приемной емкости на другую.

Остановите фильтрование нажатием кнопки, перенесите на другую емкость и включайте снова.